



St. Pölten, im April 2023

Umstellung Probenbehälter Harn

Sehr geehrte Zuweiserinnen und Zuweiser,



Um die Handhabung von Harnproben für Sie zu vereinfachen, werden wir die gewohnten Harnmonovetten auf ein Vakuumsystem umstellen.

Im Laufe der nächsten Monate werden nach Verbrauch der bei uns vorrätigen Probengefäße automatisch die neuen Probengefäße ausgegeben. Die V-Monovetten sind zur Benutzung mit der Harntransfereinheit vorgesehen. Bitte beachten sie die beiliegende Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Artikelnr.	Beschreibung	Bild	Materialcode/ Barcode
11.2452.001	Vakuum Monovette gelb 10 ml, 100 x 15 mm Harnstatus, Harnsediment		61 & 67
11.2453.001	Vakuum Monovette grün 10ml inkl. Borsäure 100 x 15 mm Harnkultur/Uricult		65
11.1240	Harntransfereinheit zum Transfer aus einem Becher in die V- Monovette. Eine Transfereinheit kann zur Befüllung mehrerer Röhrchen derselben Patienten verwendet werden.		
75.562.300	Becher mit Schraubdeckel weiß		





Artikelnr.	Beschreibung	Bild	Materialcode Barcode
77.575	Harn-Sammelflasche 3 l, mit gelbem Deckel zur Verwendung für die Sammlung von nativem (ohne Zusätze) 24h-Harn		62
77.578	UriSet 24, 3 l, mit Säure Stabilisator bestehend aus Sammelbehälter mit grünem Deckel, Auffangbecher, Stabilisatorfläschchen, für die Sammlung von angesäuertem 24h-Harn		63

Die beiliegenden Anleitungen sind unter enml.at im Bereich „Für Ärzte und Ordinationsteams – Downloads“ verfügbar.

Die neuen Probengefäße für Harn sind beim Medizinproduktepartner **Meditec** bestellbar z.B. online unter www.meditec.at.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter **02742 441 44** oder per E-Mail an hotline@enml.at

Ihr
ENML-Team

